


1 Photographiez les gros coléoptères aquatiques (au moins 8mm)


- Placez un coléoptère à la fois dans la boîte
- Placez la boîte sur l'emplacement dédié
- Approchez votre smartphone pour remplir au maximum votre écran avec le cadre noir
- Prenez une photo du dessus et une photo du dessous (en retournant la boîte)



2 Transmettez vos clichés et les informations associées sur ce formulaire

Vous pouvez alors relâcher les individus directement dans leur milieu. Les boîtes transparentes permettent une observation et une manipulation aisée des spécimens.

Enquête Coléoptères aquatiques -
Phase de tests - Saisie des
observations



Enquête « Dytiques et gros coléoptères aquatiques »

Clé de détermination de 22 des principales espèces de grands coléoptères aquatiques de France hexagonale (échelle 1/1)

